



動脈硬化の予防に新技術！ 心血管指標**AVI**・**API** & 血圧測定


血管硬化度や血圧をモニターできます



PASESAⅡタブレットPC

医用電子血圧計
AVE-2000Plus

測定結果



最高・最低血圧
脈拍・血管年齢
血管指標API/AVI




Prevent ArterioSclerosis and Enjoy Successful Aging (PASESA)
動脈硬化を予防し、「健やかに老いる」を楽しむ



起動画面

ID登録画面



A4レポート印刷例

PASESAⅢの主な仕様			
No	項目	仕様	備考
1	データ処理部	PASESAⅢタブレット Windows10	
2	測定項目	最高血圧・最低血圧・脈拍・API・AVI	
3	表示内容	最高血圧・最低血圧・脈拍・API・AVI・血管年齢	
4	記録可能件数	3万ID×500回測定＝15万件	
5	印刷フォーマット	患者用・医療者用各1	
6	適合プリンタ	Windowsプリンタ（汎用）	
7	適応血圧計	医用電子血圧計 AVE-2000plus（認証番号303AHBZI00009000）	

製造販売元
株式会社志成データム

〒194-0215
東京都町田市小山ヶ丘2-2-5

TEL042-798-4711

<http://www.shisei-d.co.jp/>

info@shisei-d.co.jp

お問い合わせ先

